



ајах

Удобство в деталях

**Стоматологическая установка —
основа Вашей клиники**

ајах

АЈАХ. Решает задачи российской стоматологии, применяя мировой опыт

АЈАХ прекрасно сочетает в себе изысканный дизайн и функциональность, что позволяет врачу работать с комфортом и удовольствием. Вместе с тем стоматологические установки АЈАХ отвечают жестким критериям концепции эргономичности.

Международный опыт производства. Установки производят на специализированных предприятиях в Китае и Новой Зеландии, используя комплектующие ведущих производителей всего мира: шланги американского производства, клапаны – тайваньского, механизмы для подключения системы аспирации – итальянские. Пластиковые части установки выполнены из полиуретана толщиной до 2,3 мм и не подвержены воздействию ультрафиолета.

Итальянский дизайн. АЈАХ выглядит стильно и дорого. Американские стоматологические клиники часто оснащают свои кабинеты моделью АЈ 16, которая гармонично смотрится рядом с лучшими немецкими микроскопами и рентгенологическими аппаратами.

Уникальные инженерные решения. Например, отдельная подача воды на инструменты. В качественном интегральном клапане применяется сплав нержавеющей стали, что значительно продлевает срок его службы. А выход из строя одного инструмента не влечет за собой простоя всей установки. Благодаря инновационным инженерным решениям, АЈАХ работает долго и безотказно, и 2 года гарантии это подтверждают.

Продуманная эргономика. Особый дизайн спинки кресла обеспечивает комфорт пациенту и удобство врачу.

Широкие возможности комплектации и модификации. В зависимости от задач врача, установка может иметь верхнюю или нижнюю подачу инструментов, подключение систем влажной или сухой аспирации, до 4 инструментов на модуле врача и столько же на модуле ассистента. Обивка кресла, светильники, педали легко заменяются, позволяя собрать установку под конкретную задачу или оснастить для многопрофильного приёма.

Инженерная поддержка. Наша сервисная служба гарантирует бесперебойную работу оборудования и поставку запчастей и дополнительных комплектующих в кратчайшие сроки.

AJ 11



Установка оснащена всем необходимым оборудованием для работы врача-стоматолога. Модель может быть выполнена в 13 цветовых вариантах бесшовного покрытия из полиуретана и 12 вариантах покрытия из экокожи. В кресле с анатомическим сиденьем и артикуляционным подголовником пациент будет чувствовать себя комфортно.

Цена установки с нижней подачей инструментов: 3 049 \$

Цена установки с верхней подачей инструментов: 3 327 \$



- Модуль врача имеет три воздушных выхода с разъемами «Midwest 4»
- Две программы кресла: позиция «посадки-высадки» пациента и позиция сплевывания
- Поворотный гидроблок
- Встроенная система блокировки всасывания слюны (анти-гепатит)
- Бесшумные подъемники Timotion обеспечивают плавный тихий ход кресла

AJ 12



Отличительные черты данной модели – управление с модуля ассистента, наличие силиконовых ковриков на модулях врача и ассистента и программируемые положения кресла. Мощный светодиодный стоматологический светильник с сенсорным управлением и расширенный модуль ассистента с панелью управления входят в базовую комплектацию установки.

Цена установки с нижней подачей инструментов: 3 919 \$

Цена установки с верхней подачей инструментов: 4 198 \$



- Пять программ управления креслом, из которых три программируемые
- Встроенная система блокировки всасывания слюны (анти-гепатит)

AJ 15



Функциональным набором опций, отличающих модель, являются наличие мастер-рычага и системы сброса конденсата. Также модель оснащена дополнительной ёмкостью для воды с дезинфектантом, что позволяет не сомневаться в стерильности жидкости, используемой при проводимых процедурах и операциях. Концепция гигиены AJAX заключается в том, чтобы сделать гигиеническую обработку установки простой и быстрой, гарантируя при этом полное отсутствие опасности инфекции для пациентов и персонала.

Цена установки с нижней подачей инструментов: 4 642 \$

Цена установки с верхней подачей инструментов: 4 920 \$



AJ 18



Флагманская модель в линейке установок AJAX. Большинство комплектующих изготовлены известными европейскими и американскими производителями. Данная установка оснащена итальянским светильником «FARO EDI» с тонкой регулировкой освещенности, долговечными шлангами и легкосъёмными фильтрами системы аспирации.

Цена установки с нижней подачей инструментов: 8 969 \$

Цена установки с верхней подачей инструментов: 9 248 \$



AJ 16



Элитная модель с креслом повышенной комфортности обеспечивает комфорт пациентам с изысканным вкусом. Алюминиевое основание кресла – прочное и легкое, не подвергается коррозии, выдерживает пациентов с большим весом.




- Цельнолитое основание кресла обеспечивает сбалансированную устойчивость при работе
- Три варианта исполнения установок для различных целей и задач: стандартная, без гидроблока для хирургического приема и поворотная для левши
- Поворотное на 30 градусов основание кресла помогает решить проблему работы в кабинетах с ограниченным пространством

Цена установки с нижней подачей инструментов: 8 136 \$

Цена установки с верхней подачей инструментов: 8 413 \$

ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ ОБИВКИ УСТАНОВОК AJAX



ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

Полуавтономный скейлер
BAOLAI P4



Полуавтономный скейлер
BAOLAI P6



Полуавтономный скейлер
BAOLAI P7L



Встраиваемый скейлер
BAOLAI C7



Полный ассортимент оборудования и комплектующих смотрите на нашем сайте anhel.ru

Светильник светодиодный
LED-10



Светильник светодиодный NICE DAY
SH-10116B



Педал управления
WS-8166



Многофункциональная педаль
WS-8161



Многофункциональная педаль
WS-8160



Светильник светодиодный 4-точечный
WS-L1001A



Светильник светодиодный 6-точечный
LED-2



Комплект встраиваемого
электрического бесщеточного
микромотора с подсветкой
TKD DEFINITIVE LED



Наконечники




Полный ассортимент оборудования и комплектующих смотрите на нашем сайте anhel.ru

Полный ассортимент оборудования и комплектующих смотрите на нашем сайте anhel.ru

Безмасляный компрессор
NARDI ESPRIT 2V 25L



Безмасляный компрессор с кожухом
NARDI EXTREME SD 30L



Безмасляный компрессор
ELUAN JYK35



Безмасляный компрессор
ELUAN JWA30



Безмасляный компрессор
NARDI EXTREME 3D 50L



Безмасляный компрессор
NARDI EXTREME MP 500L



Безмасляный компрессор
ELUAN EYK65



Безмасляный компрессор
ELUAN JYK135



Полный ассортимент оборудования и комплектующих смотрите на нашем сайте anhel.ru

Полный ассортимент оборудования и комплектующих смотрите на нашем сайте anhel.ru