

АНВЕЛ





## О компании

Компания ООО «АНВЕЛ» специализируется на продаже медицинского оборудования с 2011 года в партнерстве с крупными компаниями РФ по производству медицинского оборудования, такими как научно-производственный комплекс «АВЕРОН» (Екатеринбург), ведущий лидер по производству оборудования и мебели для зуботехнических лабораторий в Российской Федерации на протяжении 10 лет. С 2020 года компания ООО «АНВЕЛ» является официальным представителем научно-технического центра «ПИК» (Киров) по реализации модульной медицинской мебели.

### Почему выбирают нашу компанию?

- 1 Специалисты компании «АНВЕЛ» оказывают экспертную помощь при прохождении всех этапов открытия клиники и лицензирования, что позволит:
  - Уменьшить срок открытия медицинского учреждения на 2-3 месяца (выбор помещения, расчет минимального количества площадей, проект клиники, правильное оформление документов, помощь в получении экспертного заключения, санитарно-эпидемиологического заключения, лицензии).
  - Сэкономить денежные средства при открытии стоматологической клиники «под ключ» в 300 000-500 000 ₽.
- 2 Специалисты компании «АНВЕЛ» спроектируют и разработают дизайн стоматологической клиники (архитектурное решение, 3D визуализации помещений, рабочие чертежи для строителей, смета, строительство, ремонтно-отделочные работы, авторский надзор).

Наша главная задача — создать уникальный и неповторимый объект, отвечающий требованиям безопасности, нормативно-правовой документации, законам эргономики и гармонии, в котором учтены новейшие тенденции рынка в области отделочных материалов и инженерных решений.



# Содержание

## Модульная медицинская мебель

Серия ТМД тумбы медицинские с полкой.....	4
Серия ТММ тумбы медицинские под мойку.....	5
Серия ТМЯ тумбы медицинские с ящиками.....	6
Серия ШМН шкафы медицинские настенные .....	9
Серия ССМ столики медицинские подкатные.....	12
Серия СМЛ столы врачей.....	13

## Медицинские шкафы

Серия ШММ шкафы для медикаментов.....	18
Серия ШВМ шкафы для медикаментов.....	21
Серия ШГО шкафы для одежды медперсонала .....	22
Серия ШГХ шкафы гардеробные для хозинвентаря.....	23



#### Преимущества использования модульной металлической мебели:

- 1** Комбинацию мебели можно собирать постепенно. Данная возможность неоценима при открытии медицинского учреждения. Сначала приобретается минимальный набор тумб и шкафов, необходимый для получения лицензии, затем постепенно докупаются нужные модули.
- 2** Широкий ассортимент тумб (модулей) позволяет заказчику выбрать те элементы, которые необходимы именно для данного вида медицинской деятельности (общая медицина, стоматология, косметология).
- 3** Устойчивость к влаге, дезинфектантам.  
Мебель не ржавеет, комплектуется качественной фурнитурой.



Спецификация комплекта:

Стр.

1. Тумба медицинская под мойку ТММ-2.0 . . . . .	5
2. Тумба медицинская с ящиками ТМЯ-2.0 . . . . .	6
3. Тумба медицинская с ящиками ТМЯ-4.0 . . . . .	7
4. Шкаф медицинский настенный ШМН-2.1 . . . . .	9
5. Столик медицинский подкатной ССМ-4.0 . . . . .	12
6. Стол врача СМЛ-3.0 . . . . .	13
7. Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов ШММ-2.2.1 . . . . .	18
8. Шкаф медицинский металлический для одежды медперсонала ШГО-1.1 . . . . .	22

## Серия ТМД тумбы медицинские с полкой

### Назначение:

Предназначены для удобного размещения и компактного хранения инструмента и расходных материалов.

### Общие характеристики:

- Материал: листовая сталь 1,0 мм
- Тип покрытия: полимерно-порошковое
- Цвет корпуса: белый
- Цвет фасадов: по требованию заказчика
- Полки: 2 шт.
- Нагрузка на тумбу, не более: 50+/-2 кг
- Гарантийный срок: 12 месяцев



### ТМД-1.0 на опорах

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 26 кг (не более)
- Двери: глухая металлическая, 1 шт.
- Основание тумбы: хромированные опоры, 4 шт.



### ТМД-1.0 на подиуме

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 26 кг (не более)
- Двери: глухая металлическая, 1 шт.
- Основание тумбы: металлический подиум



### ТМД-2.0 на опорах

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 1000 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 49 кг (не более)
- Двери: глухая металлическая, 2 шт.
- Основание тумбы: хромированные опоры, 4 шт.



### ТМД-2.0 на подиуме

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 1000 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 49 кг (не более)
- Двери: глухая металлическая, 2 шт.
- Основание тумбы: металлический подиум

\* – высота тумб указана без учета столешницы.



## Серия ТММ тумбы медицинские под мойку

### Назначение:

Предназначены для размещения и использования в медицинских и процедурных кабинетах, стоматологиях и лабораториях.

### Общие характеристики:

- Материал: листовая сталь 1,0 мм
- Тип покрытия: полимерно-порошковое
- Цвет корпуса: белый
- Цвет фасадов: по требованию заказчика
- Мойка из нержавеющей стали, 1 шт.
- Смеситель локтевой, 1 шт.
- Сифон, 1 шт.
- Нагрузка на тумбу, не более: 50+/-2 кг
- Гарантийный срок: 12 месяцев



### ТММ-1.0 на опорах

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 20 кг (не более)
- Двери: глухая металлическая, 1 шт.
- Основание тумбы: хромированные опоры, 4 шт.



### ТММ-1.0 на подиуме

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 20 кг (не более)
- Двери: глухая металлическая, 1 шт.
- Основание тумбы: металлический подиум



### ТММ-2.0 на опорах

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 1000 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 32 кг (не более)
- Двери: глухая металлическая, 2 шт.
- Основание тумбы: хромированные опоры, 4 шт.



### ТММ-2.0 на подиуме

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 1000 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 32 кг (не более)
- Двери: глухая металлическая, 2 шт.
- Основание тумбы: металлический подиум

\* — высота тумб указана без учета столешницы.

## Серия ТМЯ тумбы медицинские с ящиками

### Назначение:

Предназначены для удобного размещения и компактного хранения инструмента и расходных материалов.

### Общие характеристики:

- Материал: листовая сталь 1,0 мм
- Тип покрытия: полимерно-порошковое
- Цвет корпуса: белый
- Цвет фасадов: по требованию заказчика
- Нагрузка на тумбу, не более: 50+/-2 кг
- Гарантийный срок: 12 месяцев



### ТМЯ-1.0 на опорах

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 29 кг (не более)
- Двери: глухая металлическая, 1 шт.
- Ящики: 1 шт.
- Основание тумбы: хромированные опоры, 4 шт.



### ТМЯ-1.0 на подиуме

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 29 кг (не более)
- Двери: глухая металлическая, 1 шт.
- Ящики: 1 шт.
- Основание тумбы: металлический подиум



### ТМЯ-2.0 на опорах

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 32 кг (не более)
- Ящики: 2 шт.
- Основание тумбы: хромированные опоры, 4 шт.



### ТМЯ-2.0 на подиуме

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 32 кг (не более)
- Ящики: 2 шт.
- Основание тумбы: металлический подиум

\* – высота тумб указана без учета столешницы.

## Серия ТМЯ тумбы медицинские с ящиками

### Назначение:

Предназначены для удобного размещения и компактного хранения инструмента и расходных материалов.

### Общие характеристики:

- Материал: листовая сталь 1,0 мм
- Тип покрытия: полимерно-порошковое
- Цвет корпуса: белый
- Цвет фасадов: по требованию заказчика
- Нагрузка на тумбу, не более: 50+/-2 кг
- Гарантийный срок: 12 месяцев



### ТМЯ-3.0 на опорах

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 34 кг (не более)
- Ящики: 3 шт.
- Основание тумбы: хромированные опоры, 4 шт.



### ТМЯ-3.0 на подиуме

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 34 кг (не более)
- Ящики: 3 шт.
- Основание тумбы: металлический подиум



### ТМЯ-4.0 на опорах

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 39 кг (не более)
- Ящики: 4 шт.
- Основание тумбы: хромированные опоры, 4 шт.



### ТМЯ-4.0 на подиуме

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 39 кг (не более)
- Ящики: 4 шт.
- Основание тумбы: металлический подиум

\* — высота тумб указана без учета столешницы.

## Серия ТМЯ тумбы медицинские с ящиками

### Назначение:

Предназначены для удобного размещения и компактного хранения инструмента и расходных материалов.

### Общие характеристики:

- Материал: листовая сталь 1,0 мм
- Тип покрытия: полимерно-порошковое
- Цвет корпуса: белый
- Цвет фасадов: по требованию заказчика
- Нагрузка на тумбу, не более: 50+/-2 кг
- Гарантийный срок: 12 месяцев



### ТМЯ-5.0 на опорах

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 39 кг (не более)
- Ящики: 5 шт.
- Основание тумбы: хромированные опоры, 4 шт.



### ТМЯ-5.0 на подиуме

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 39 кг (не более)
- Ящики: 5 шт.
- Основание тумбы: металлический подиум



### ТМЯ-6.0 на опорах

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 1000 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 41 кг (не более)
- Ящики: 6 шт.
- Основание тумбы: хромированные опоры, 4 шт.



### ТМЯ-6.0 на подиуме

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 1000 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 41 кг (не более)
- Ящики: 6 шт.
- Основание тумбы: металлический подиум

\* – высота тумб указана без учета столешницы.

## Серия ШМН шкафы медицинские настенные

### Назначение:

Предназначены для удобного размещения и компактного хранения инструмента и расходных материалов.

### Общие характеристики:

- Материал: листовая сталь 1,0 мм
- Тип покрытия: полимерно-порошковое
- Цвет корпуса: белый
- Цвет фасадов: по требованию заказчика
- Полки: 1 шт.
- Нагрузка на шкаф, не более: 20+/-2 кг
- Гарантийный срок: 12 месяцев



### ШМН-1.0

- Габаритные размеры (Ш x Г x В): 500 x 315 x 435 мм
- Масса нетто изделия: 17 кг (не более)
- Двери: глухая металлическая, 1 шт.
- Настенный крепеж: 1 шт.



### ШМН-1.1

- Габаритные размеры (Ш x Г x В): 500 x 315 x 435 мм
- Масса нетто изделия: 17 кг (не более)
- Матовое стекло в металлической рамке, 1 шт.
- Настенный крепеж: 1 шт.



### ШМН-2.0

- Габаритные размеры (Ш x Г x В): 1000 x 315 x 435 мм
- Масса нетто изделия: 26 кг (не более)
- Двери: глухая металлическая, 2 шт.
- Настенный крепеж: 1 шт.



### ШМН-2.1

- Габаритные размеры (Ш x Г x В): 1000 x 315 x 435 мм
- Масса нетто изделия: 29 кг (не более)
- Двери: матовое стекло в металлической рамке, 2 шт.
- Настенный крепеж: 1 шт.



#### Спецификация комплекта:

	Стр.
1. Тумба медицинская под мойку ТММ-1.0 .....	5
2. Тумба медицинская с ящиками ТМЯ-4.0 .....	7
3. Столик медицинский подкатной ССМ-4.0 .....	12

- Материал корпуса: сталь толщиной 1 мм с полимерно-порошковым покрытием
- Размеры комплекта (Ш x Г x В): 1600 x 500 x 893 мм
- Столешница, постформинг (Ш x Г x В): 1700 x 600 x 38 мм

**RAL 4005**

сине-сиреневый

#### Преимущества приобретения медицинской мебели у компании «АНВЕЛ»:

- 1** Имеется Регистрационное Удостоверение (РУ № РЗН 2020/10204 от 12.05. 2020 г на территории РФ) на всю линейку модульной медицинской мебели: навесных шкафов, подкатных столиков, шкафов для медикаментов и медицинской одежды, хозяйственных шкафов.
- 2** Медицинская мебель разработана и изготавливается на производственных мощностях Научно-Технического Центра «ПИК» в Кирове при взаимодействии с ООО «АНВЕЛ».
- 3** Оптимальное соотношение цены и качества на территории Российской Федерации.
- 4** Продукция полностью соответствует стандарту оснащения стоматологических кабинетов, исходя из действующих нормативов на территории РФ.



Спецификация комплекта:

Стр.

1. Тумба медицинская с полкой ТМД-1.0	4
2. Тумба медицинская под мойку ТММ-2.0	5
3. Тумба медицинская с ящиками ТМЯ-7.0	8
4. Столик медицинский подкатной ССМ 4.0	12

- Материал корпуса: сталь толщиной 1 мм с полимерно-порошковым покрытием
- Размеры комплекта (Ш x Г x В): 2600 x 500 x 893 мм
- Столешница, постформинг (Ш x Г x В): 2700 x 600 x 38 мм

**RAL 4005**

сине-сиреневый

- 5** Изготовление мебели на заказ в короткие сроки, большой выбор готовой продукции на складе.
- 6** Любая расцветка фасадов и корпуса мебели по шкале RAL.
- 7** Более длительный срок эксплуатации мебели за счет сборного стального каркаса на винтовом соединении и отдельного окрашивания всех деталей изделия.
- 8** Все элементы мебели выполнены из листовой стали толщиной 1 мм. Экологически чистое полимерно-порошковое покрытие, без содержания триглицидилизоцианурата. Покрытие выполнено по ГОСТ 9.032 III класс покрытия.

## Серия ССМ столики медицинские подкатные

### Назначение:

Предназначены для удобного размещения и компактного хранения инструмента и расходных материалов.

### Общие характеристики:

- Материал: листовая сталь 1,0 мм
- Столешница: закаленное стекло 5 мм
- Тип покрытия: полимерно-порошковое
- Цвет корпуса: белый
- Цвет фасадов: по требованию заказчика
- Колеса: импортные, обрешиненные, 4 шт., диаметр: 50 мм
- Нагрузка на столик, не более: 35 +/- 2 кг
- Гарантийный срок: 12 месяцев



### ССМ-2.0

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 500 x 745 мм
- Масса нетто изделия: 31 кг (не более)
- Ящики: на шариковых направляющих, 2 шт.



### ССМ-3.0

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 36 кг (не более)
- Ящики: на шариковых направляющих, 3 шт.



### ССМ-4.0

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 500 x 745 мм
- Масса нетто изделия: 39 кг (не более)
- Ящики: на шариковых направляющих, 4 шт.



### ССМ-5.0

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 500 x 745 мм
- Масса нетто изделия: 42 кг (не более)
- Ящики: на шариковых направляющих, 5 шт.

\* – высота столиков указана с учетом колесных опор.



## Серия СМЛ столы врачей

### Назначение:

Предназначены для оснащения кабинетов медицинских учреждений, стоматологий, согласно Приказов Минздрава РФ.

### Общие характеристики:

- Материал: листовая сталь 1,0 мм
- Основание стола: хромированные опоры, высота 100 мм, 4 шт.
- Тип покрытия: полимерно-порошковое
- Цвет корпуса: белый
- Цвет фасадов: по требованию заказчика
- Нагрузка на стол, не более: 50 +/- 2 кг
- Гарантийный срок: 12 месяцев



### СМЛ-3.0

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 1200 x 500 x 740 мм
- Масса нетто изделия: 42 кг (не более)
- Ящики: на шариковых направляющих, 3 шт.



### СМЛ-4.0

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 1200 x 500 x 740 мм
- Масса нетто изделия: 45 кг (не более)
- Ящики: на шариковых направляющих, 4 шт.



### СМЛ-5.0

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 1200 x 500 x 740 мм
- Масса нетто изделия: 48 кг (не более)
- Ящики: на шариковых направляющих, 5 шт.

\* — высота столов указана без учета столешницы.

## Серия СМЛ столы врачей

### Назначение:

Предназначены для оснащения кабинетов медицинских учреждений, стоматологий, согласно Приказов Минздрава РФ.

### Общие характеристики:

- Материал: листовая сталь 1,0 мм
- Основание стола: хромированные опоры, высота 100 мм, 4 шт.
- Тип покрытия: полимерно-порошковое
- Цвет корпуса: белый
- Цвет фасадов: по требованию заказчика
- Нагрузка на стол, не более: 50+/-2 кг
- Гарантийный срок: 12 месяцев



### СМЛ-1.0

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 1200 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 40 кг (не более)
- Ящики: на шариковых направляющих, 2 шт.
- Дверь: 1 шт.
- Полка: 1 шт.



### СМЛ-2.0

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 1200 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 40 кг (не более)
- Ящики: на шариковых направляющих, 2 шт.



### СМЛ-3.0

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 1200 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 42 кг (не более)
- Ящики: на шариковых направляющих, 3 шт.



### СМЛ-4.0

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 1200 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 45 кг (не более)
- Ящики: на шариковых направляющих, 4 шт.

\* – высота столов указана без учета столешницы.

## Серия СМЛ столы врачей

### Назначение:

Предназначены для оснащения кабинетов медицинских учреждений, стоматологий, согласно Приказов Минздрава РФ.

### Общие характеристики:

- Материал: листовая сталь 1,0 мм
- Основание стола: хромированные опоры, высота 100 мм, 4 шт.
- Тип покрытия: полимерно-порошковое
- Цвет корпуса: белый
- Цвет фасадов: по требованию заказчика
- Нагрузка на стол, не более: 50+/-2 кг
- Гарантийный срок: 12 месяцев



### СМЛ-5.0

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 1200 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 50 кг (не более)
- Ящики: на шариковых направляющих, 5 шт.



### СМЛ-6.0

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 1200 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 55 кг (не более)
- Ящики: на шариковых направляющих, 6 шт.



### СМЛ-7.0

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 1200 x 500 x 855 мм
- Масса нетто изделия: 57 кг (не более)
- Ящики: на шариковых направляющих, 7 шт.

\* — высота столов указана без учета столешницы.



Спецификация комплекта:

	Стр.
1. Тумба медицинская под мойку ТММ-2.0 .....	5
2. Тумба медицинская с ящиками ТМЯ-4.0 .....	7
3. Тумба медицинская с ящиками ТМЯ-5.0 .....	8
4. Тумба медицинская с ящиками ТМЯ-6.0 .....	8
5. Тумба медицинская с ящиками ТМЯ-7.0 .....	8
6. Шкаф медицинский навесной ШМН-2.1 .....	9
7. Столик медицинский подкатной ССМ 5.0.....	12

- Материал корпуса: сталь толщиной 1 мм с полимерно-порошковым покрытием
- Размеры комплекта (Ш x Г x В): 3000 x 500 x 893 мм
- Столешница, постформинг (Ш x Г x В): 3000 x 600 x 38 мм

**RAL 6019**

зеленый



Спецификация комплекта:

Стр.

1. Тумба медицинская с полкой ТМД-1.0 .....	5
2. Тумба медицинская под мойку ТММ-2.0 .....	6
3. Тумба медицинская с ящиками ТМЯ-2.0 .....	7
4. Тумба медицинская с ящиками ТМЯ-3.0 .....	7
5. Тумба медицинская с ящиками ТМЯ-4.0 .....	7
6. Шкаф медицинский навесной ШМН-2.0 .....	9

- Материал корпуса: сталь толщиной 1 мм с полимерно-порошковым покрытием
- Размеры комплекта (Ш x Г x В): 3500 x 500 x 893 мм
- Столешница, постформинг (Ш x Г x В): 3500 x 600 x 38 мм

RAL 9016

белый

## Серия ШММ шкафы для медикаментов

### Назначение:

Предназначены для хранения лекарственных препаратов, перевязочных материалов, медицинских инструментов.



ШММ-1.2.1



ШММ-2.2.1



### Общие характеристики:

- Конструкция: цельносварная
- Опоры: регулируемые, высота 100 мм.
- Материал: листовая сталь 1,0 мм
- Тип покрытия: полимерно-порошковое

- Цвет корпуса: белый
- Нагрузка на стол, не более: 20+/-2 кг
- Гарантийный срок: 12 месяцев

### ШММ-1.2.1

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 400 x 1750 мм
- Масса нетто изделия: 44 кг (не более)
- Двери: верхняя дверь – матовое стекло толщиной 4 мм в металлической рамке / нижняя – усиленная металлическая дверь
- Полки (верхние / нижние): металл, 2 шт. / металл, 2 шт.
- Замок мебельный: 2 шт.

### ШММ-2.2.1

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 800 x 400 x 1750 мм
- Масса нетто изделия: 60 кг (не более)
- Двери: верхние – матовое стекло толщиной 4 мм в металлической рамке, 2 шт. / нижние – усиленные металлические двери, 2 шт.
- Полки (верхняя / нижняя): металл, 2 шт. / металл, 2 шт.
- Замок мебельный: 2 шт.

\* – высота шкафов указана без учета регулируемых опор.

## Серия ШММ шкафы для медикаментов

### Назначение:

Предназначены для хранения лекарственных препаратов, перевязочных материалов, медицинских инструментов.



ШММ-1.2.2



ШММ-2.2.2

### Общие характеристики:

- Конструкция: цельносварная
- Опоры: регулируемые, высота 100 мм.
- Материал: листовая сталь 1,0 мм
- Тип покрытия: полимерно-порошковое

- Цвет корпуса: белый
- Нагрузка на стол, не более: 20+/-2 кг
- Гарантийный срок: 12 месяцев

### ШММ-1.2.2

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 400 x 1750 мм
- Масса нетто изделия: 43 кг (не более)
- Двери (верхняя и нижняя): усиленные металлические двери, 2 шт.
- Полки (верхние / нижние): металл, 2 шт. / металл, 2 шт.
- Замок мебельный: 2 шт.

### ШММ-2.2.2

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 800 x 400 x 1750 мм
- Масса нетто изделия: 60 кг (не более)
- Двери (верхние и нижние): усиленные металлические двери, 4 шт.
- Полки (верхняя / нижняя): металл, 2 шт. / металл, 2 шт.
- Замок мебельный: 2 шт.

\* – высота шкафов указана без учета регулируемых опор.

## Серия ШММ шкафы для медикаментов

### Назначение:

Предназначены для хранения медикаментов, расходных материалов и медицинских инструментов.



ШММ-1.2.3



ШММ-2.2.3



### Общие характеристики:

- Конструкция: цельносварная
- Опоры: регулируемые, высота 100 мм.
- Материал: листовая сталь 1,0 мм
- Тип покрытия: полимерно-порошковое

- Цвет корпуса: белый
- Нагрузка на стол, не более: 20+/-2 кг
- Гарантийный срок: 12 месяцев

### ШММ-1.2.3

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 400 x 1750 мм
- Масса нетто изделия: 61 кг (не более)
- Двери: верхняя дверь – матовое стекло, толщиной 4 мм в металлической рамке
- Ящики: выдвижные на роликовых направляющих, 4 шт., верхний ящик оснащен ключевым замком
- Полки (верхние): металл, 2 шт.
- Замки мебельные, 3 шт.

### ШММ-2.2.3

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 800 x 400 x 1750 мм
- Масса нетто изделия: 81 кг (не более)
- Двери: верхние двери – матовое стекло, толщиной 4 мм в металлической рамке, 2 шт. / нижняя – усиленная металлическая дверь
- Ящики: выдвижные на роликовых направляющих, 4 шт., верхний ящик оснащен ключевым замком
- Полки (верхние): металл, 2 шт.
- Замки мебельные, 3 шт.

\* – высота шкафов указана без учета регулируемых опор.



## Серия ШВМ шкафы для медикаментов

### Назначение:

Шкафы-витрины предназначены для хранения лекарственных средств. Их особенность заключается в прочной матовой стеклянной двери во всю высоту конструкции. Данное решение не позволяет держать медикаменты на виду, в то же время блокируя доступ к ним посторонних лиц при помощи ключевого замка.



ШВМ-1.1



ШВМ-2.1



### Общие характеристики:

- Конструкция: цельносварная
- Опоры: регулируемые, высота 100 мм.
- Материал: листовая сталь 1,0 мм
- Тип покрытия: полимерно-порошковое

- Цвет корпуса: белый
- Нагрузка на стол, не более: 20+/-2 кг
- Гарантийный срок: 12 месяцев

### ШВМ-1.1

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 400 x 1750 мм
- Масса нетто изделия: 52 кг (не более)
- Дверь: матовое стекло, толщиной 4 мм в металлической рамке
- Полки (верхние / нижние): металл, 2 шт. / металл, 2 шт., стационарная полка, 1 шт.
- Замок мебельный, 1 шт.

### ШВМ-2.1

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 400 x 1750 мм
- Масса нетто изделия: 63 кг (не более)
- Дверь: матовое стекло, толщиной 4 мм в металлической рамке, 2 шт.
- Полки (верхние / нижние): металл, 2 шт. / металл, 2 шт., стационарная полка, 1 шт.
- Замок мебельный, 2 шт.

\* – высота шкафов указана без учета регулируемых опор.

## Серия ШГО шкафы для одежды медперсонала

### Назначение:

Предназначены для хранения одежды медицинского персонала. Основные вещи (медицинские и хирургические костюмы, халаты) размещаются на специальных крючках или вешалках, для которых предусмотрена штанга. Для головных уборов отведена отдельная полка в верхней части шкафа. Вентиляционные отверстия, расположенные в верхней и нижней части двери, обеспечивают циркуляцию воздуха, препятствуя скоплению неприятных запахов.



ШГО-1.1



ШГО-2.1



### Общие характеристики:

- Конструкция: цельносварная
- Опоры: регулируемые, высота 100 мм.
- Материал: листовая сталь 1,0 мм
- Тип покрытия: полимерно-порошковое

- Цвет корпуса: белый
- Нагрузка на стол, не более: 20+/-2 кг
- Гарантийный срок: 12 месяцев

### ШГО-1.1

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 500 x 1750 мм
- Масса нетто изделия: 39 кг (не более)
- Двери: усиленная металлическая дверь, 1 шт.
- Полки (верх): металл, 1 шт.
- Замок мебельный: 1 шт.
- Штанга для вешалок: 1 шт.
- Крючки для одежды: 2 шт.

### ШГО-2.1

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 800 x 500 x 1750 мм
- Масса нетто изделия: 66 кг (не более)
- Двери: усиленная металлическая дверь, 2 шт.
- Полки (верх): металл, 2 шт.
- Замок мебельный: 2 шт.
- Штанга для вешалок: 2 шт.
- Крючки для одежды: 4 шт.

\* – высота шкафов указана без учета регулируемых опор.

## Серия ШГХ шкафы гардеробные для хозяйственного инвентаря

### Назначение:

Предназначены для хранения хозяйственных приспособлений для уборки помещений, защитной одежды, дезинфицирующих и моющих средств. Вентиляционные отверстия, расположенные в верхней и нижней части двери, обеспечивают циркуляцию воздуха, препятствуя скоплению неприятных запахов.



ШГХ-1.1



ШГХ-2.1



### Общие характеристики:

- Конструкция: цельносварная
- Опоры: регулируемые, высота 100 мм.
- Материал: листовая сталь 1,0 мм
- Тип покрытия: полимерно-порошковое
- Цвет корпуса: белый
- Нагрузка на стол, не более: 20+/-2 кг
- Гарантийный срок: 12 месяцев

### ШГХ-1.1

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 500 x 400 x 1750 мм
- Масса нетто изделия: 61 кг (не более)
- Двери: усиленная металлическая дверь, 1 шт.
- Полки: металл, 3 шт.
- Пластиковый держатель для 2 швабр, 1 шт.
- Замок мебельный, 1 шт.
- Штанга для вешалок, 1 шт.
- Крючки для одежды, 2 шт.

### ШГХ-2.1

- Габаритные размеры (Ш x Г x В)\*: 800 x 400 x 1750 мм
- Масса нетто изделия: 66 кг (не более)
- Двери: усиленная металлическая дверь, 2 шт.
- Полки: металл, 4 шт.
- Пластиковый держатель для 2 швабр, 1 шт.
- Замок мебельный, 2 шт.
- Штанга для вешалок, 2 шт.
- Крючки для одежды, 4 шт.

\* – высота шкафов указана без учета регулируемых опор.



## Информация для покупателя



Цена напольной модульной мебели указана без учета стоимости столешницы. Возможны следующие варианты столешниц к мебели:

- Столешницы из постформинга шириной 600 мм и максимальной длиной 3000 мм с торцовыми планками из алюминия и пристенным плинтусом:
  - Толщина 26 мм — 1950 ₽ за 1 пог./м.
  - Толщина 38 мм — 2700 ₽ за 1 пог./м.
- Столешница из искусственного камня — 6500 ₽ за 1 пог./м.
- Столешницы из нержавеющей стали — расчет индивидуально по каждому заказу.
- Вырез отверстия в столешнице под раковину — 400 ₽.



# АНВЕЛ

